



IL NUOVO IMPIANTO ZIGOMATICO

by IDC Implant & Dental Company





ZigoPlus® rappresenta la nuova frontiera degli impianti zigomatici. Grazie al suo disegno innovativo, non solo rende più sicuro l'intervento ma amplia le possibilità terapeutiche in caso di atrofia ossea del mascellare.

ZigoPlus® si pone così come l'impianto di riferimento nell'ambito della riabilitazione a carico immediato con impianti zigomatici.

CARATTERISTICHE

- New body design con testa maggiorata (Fig. 1);
- Corpo di diametro ridotto 3.75 (Fig.1);
- Corpo liscio per ridurre l'adesione batterica (Fig.1);
- Apice arrotondato (Fig.2);
- Nuova connessione CC - Conical Connection (Fig.3);
- Filettatura vite primaria e secondaria maggiorate (Fig.3);
- New design componenti M.S.A. Multi System Abutment (Fig.4);
- Lunghezze disponibili da 35 a 60 mm (Fig.5);
- Progettato appositamente per la tecnica extra-mascellare
- Filettatura aggressiva a doppio principio;
- Eccellente stabilità primaria per carico immediato;
- Trattamento SLA sulla parte apicale filettata con significativo incremento BIC.




Fig.1



Fig.2




Fig.3








Fig.4




DIAMETER	LUNGHEZZA								
	L 35.0	L 37.5	L 40.0	L 47.5	L 50.0	L 52.5	L 55.0	L 57.5	L 60.0
ø3.75	ZP375350	ZP375375	ZP375400	ZP375475	ZP375500	ZP375525	ZP375550	ZP375575	ZP375600




SPECIFICHE CHIRURGICHE **ZIGOPlus⁺**




L'innovativo design della fresa IDC® consente la preparazione di una guida per le successive fasi chirurgiche. Il tutto evitando la rottura della membrana.



La filettatura a doppio principio garantisce una facile inserzione e un'eccellente stabilità primaria.



La testa maggiorata e un nuovo protocollo chirurgico appositamente studiato per l'impianto ZigoPlus, garantiscono un appoggio stabile e forte sull'osso basale residuo.



In questo particolare si nota il sito implantare pulito e la testa perfettamente coesa con la struttura ossea creatale.



IDC IMPLANT & DENTAL COMPANY

LUCCA - ITALY

Tel. +39 0583 308371

www.idcimplant.com

info@idcimplant.com

